

Rodeo

Art.nr: 1002248

Elektrisk behandlingsbenk med tre motorer som justerer benkens høyde, tilt og rygg. Fotdel justeres med hydraulikk. Hodedel og fotdel kan justeres i benkens lengde. Fotstøtte og armelener er avtagbare.

Motorer: 3

Styres: Håndkontroll

Tilt: 10°

Lengde: 184 cm

Høyde: 59-88 cm

Bredde: 85 cm m/ armlene

Maksvekt: 175 kg

Materiale: PU



Farge: Hvit eller mørk grå

Base: Hvit

N.W: 88kg

G.W: 100kg


Emballasje: 148x72x64cm



Rodeo


Art.nr: 1002248

Standard konfigurasjon (håndkontroll)



	Beskrivelse	Funksjon
1.	Ryggstøtten beveger seg opp	Ryggstøtten beveger seg jevnt opp ved å trykke på knappen.
2.	Ryggstøtten beveger seg ned	Ryggstøtten beveger seg jevnt ned ved å trykke på knappen.
3.	Hele sengen beveger seg opp	Sengen beveger seg jevnt opp ved å trykke på knappen.
4.	Hele sengen beveger seg ned	Sengen beveger seg jevnt ned ved å trykke på knappen.
5.	Seteputen beveger seg opp	Setet heller jevnt bakover ved å trykke på knappen.
6.	Seteputen beveger seg ned	Setet går jevnt flatt ved å trykke på knappen.

Stramming av hodestøtte




Rodeo

Art.nr: 1002248

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120V or AC 220-240V or AC 100-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	148x72x64cm



1. Vinkeljustering av ryggstøtten
2. Hevejustering av hele sengen
3. Vinkeljustering av setet
4. Vinkeljustering av fotstøtten (manuell justering)

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).